

AKR 750



LA SOLUTION **RAPIDE**
ET **COMPACTE** POUR
DES MESURES
AUTOMATISÉES.



AKR 750

AUTO-KÉRATO-RÉFRACTOMÈTRE

K R



Optométrie





CYCLE DE MESURES AUTOMATISÉ

- Mesure automatique des 2 yeux permettant aux utilisateurs, même inexpérimentés, de prendre des mesures en quelques secondes.
- Grande précision des données, quelles que soient les conditions d'examen.
- Expérience de mesure plus confortable pour le patient: Le déplacement de la fenêtre de mesure est fluide et silencieux.
- Gamme élargie de mesures incluant la kératomètre périphérique avec calcul d'excentricité et mesure du diamètre pupillaire.

CHAÎNE DE RÉFRACTION OPTIMISÉE

- S'intègre aisément dans une chaîne de réfraction automatisée et permet le transfert automatique des données de réfraction vers le réfracteur automatique APH 550.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| MESURE DE LA RÉFRACTION | | MESURE DE LA KÉRATOMÉTRIE | |
| Sphère | -30.00 D ~ +22.00 D (0.12/0.25D) | Rayon de courbure cornéen | 5.00 ~ 10.00 mm (0.01 mm) |
| Cylindre | -0.00 D ~ ±10.00 (0.12/0.25 D) | Réfraction cornéenne | 67.5 D ~ 33.75 D (0.12 D / 0.25 D) |
| Axe | 0° ~ 180° (1°) | Astigmatisme cornéen | 0 D ~ ± 10 D (0.12 D / 0.25 D) |
| Diamètre pupillaire minimum | ø 2.2 mm | Axe de l'astigmatisme | 0° bis 180° (1°) |
| DISTANCE PUPILLAIRE MAX. | 85 mm (1 mm) | DÉCLENCHEMENT DE LA MESURE | Automatique ou Manuel |
| IMPRIMANTE INTÉGRÉE | • | DIMENSIONS ET POIDS | 260(L) x 442(P) x 445(H) mm - 16 kg |
| INTERFACE | RS 232C, USB | ALIMENTATION | 100-240 V AC, 50-60 Hz, 90 VA |
| MENTONNIÈRE | Électrique | | Marquage CE de conformité |

Dans un souci d'amélioration, les photos et spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.

FONCTIONS PRODUIT



Kératométrie



Réfraction



Communication avec APH 550

Votre contact :